



TBS 缓冲液（干粉）

HC120-020

产品信息

产品名称	产品编号	规格
TBS 缓冲液（干粉）	HC120-020	配 2L

产品简介

本产品 Tris-HCl 平衡盐缓冲液，简称 TBS，是生物学研究常用的等渗缓冲盐溶液，有很强的缓冲能力，能有效维持溶液的 pH 值。本产品粉末细腻，溶解迅速，方便使用。主要应用于免疫组化、原位杂交、ELISA 等实验，清洗免疫印迹实验中非特异性结合的抗体等。本产品主要组分为 10 mmol/L Tris, 150 mmol/L NaCl, pH 7.0-7.4

储存与运输

常温运输，干燥处保存。

使用说明

每袋 TBS 缓冲液（干粉）彻底溶解于 2L 水中。

注意事项

1. 溶解后请尽快使用。
2. 操作时请穿实验服，佩戴一次性手套。