



PBS 缓冲液 (干粉)

HC110-020

产品信息

产品名称	产品编号	规格
PBS 缓冲液 (干粉)	HC110-020	配 2L

产品简介

本产品 PBS 缓冲液 (干粉), 即磷酸盐缓冲盐溶液, 是最常用的磷酸盐缓冲盐溶液。本产品粉末细腻, 溶解迅速, 方便使用。配制成溶液后可应用于细胞、组织的洗涤等, 或其他常规用途。本产品主要组分为 10 mmol/L 磷酸盐, 150 mmol/L

储存与运输

常温运输, 干燥处保存, 有效期 24 个月。

使用说明

每袋 PBS 缓冲液 (干粉) 彻底溶解于 2L 水中。

注意事项

1. 溶解后请尽快使用。
2. 本产品不含钾离子。
3. 操作时请穿实验服, 佩戴一次性手套。