

PBS, 1×(Phosphate Buffered Saline)

PB150-500

产品信息

产品名称	产品编号	规格
PBS, 1×(Phosphate Buffered Saline)	PB150-500	500ml

产品简介

PBS, 1× (Phosphate Buffered Saline), 即磷酸盐缓冲液, 是生物学、生物化学研究中使用较广泛的一种平衡盐溶液, 常用于组织块的洗涤、细胞的漂洗、其他试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。

产品成分: 2.7 mM KCl, 2.0 mM KH₂PO₄, 137 mM NaCl, 10 mM Na₂HPO₄, pH 7.2-7.5@25°C。

本产品经 0.1 μm 过滤除菌。

储存与运输

常温保存与运输, 有效期 24 个月。

注意事项

1. 本产品经 0.1 μm 滤膜过滤除菌, 使用时请注意无菌操作, 避免细菌污染。
2. 操作时请穿实验服, 佩戴一次性手套。

货号	PB150-500	
	mg/L	mM
KCl	201	2.7
KH ₂ PO ₄	272	2.0
NaCl	8000	137
Na ₂ HPO ₄ •12H ₂ O	3850	10.0