

DEPC 水

QC101-01

产品信息

产品名称	产品编号	规格
DEPC 水	QC101-01	100ml

产品简介

本产品是用 DEPC (diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯) 处理过并经高温高压灭菌的超纯水。DEPC 浓度为 0.1%。经检测不含 RNase、DNase

储存与运输

常温运输, 常温保存, 有效期 24 个月。

使用说明

本产品经高压灭菌处理, 可以用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系, 以及其它要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系

注意事项

1. 建议在超净工作台内分装成小份后保存, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。