

HighPure dNTPs Mixture (2.5mM)

NT001-01/NT001-02

产品信息

产品名称	产品编号	规格
HighPure dNTPs Mixture (2.5mM/10mM)	NT001-01/NT001-02	1ml

产品简介

dNTP Mixture 由 dATP、dTTP、dGTP、dCTP 以等摩尔数混合制得，每组分的浓度分别有 2.5mM，10mM 两种规格。可直接用于 PCR、RT-PCR、反转录第一链合成等常规分子生物实验。经 DNA 聚合酶进行 PCR 测试，扩增性能良好；经长片段 PCR 反应测试，扩增性能良好（扩增片段 30kb）。本产品不含 DNase 及 RNase。经 HPLC 检验，产品纯度 $\geq 99\%$ 。

本产品仅用于科研，不可用于其他。

储存与运输

20 度保存，有效期至少 2 年。

级别

PCR 级别