

10×TBE

PE003-04

产品信息

产品名称	产品编号	规格
10×TBE	PE003-04	500ml

产品简介

TBE 缓冲液是生物学中常使用的核酸电泳缓冲盐溶液，主要用于 DNA 的琼脂糖凝胶电泳。TBE 的主要成分是 Tris-Borate-EDTA，缓冲能力强，适合较长时间电泳，分辨率较高，电泳小于 1kb 的片段时分离效果好。TBE 缓冲液中的 Borate 成分会影响 DNA 回收效率以及后续的酶反应，若要进行 DNA 片段的琼脂糖凝胶电泳回收实验，建议使用 TAE 缓冲液。本产品为 10×浓缩液。若产品出现沉淀析出，请置于 37°C 水浴使其溶解，不影响使用。

储存与运输

常温运输；常温保存，有效期 12 个月

使用说明

使用时用蒸馏水或超纯水稀释 10 倍后即可使用。